

Hamaca Horizontal Desechable



Poliéster

N° de producto	Tamaño	Material
284631	10 unidades	Poliéster

La hamaca horizontal desechable Guldman se utiliza junto al soporte de elevación horizontal Guldman, tiene una capacidad de carga de hasta 350 kg.

El arnés sostiene todo el cuerpo, incluida la cabeza, y eleva al usuario en posición supina para trasladarlo de la cama a la camilla o al suelo.

Se utiliza con frecuencia para cambiar la ropa de cama o para recolocar al usuario en la cama.

El arnés es de uso exclusivo para un solo paciente y NO debe lavarse.

Es ideal para situaciones que requieren un alto nivel de higiene y donde existe un riesgo elevado de contagio e infección.

Deseche el arnés después del alta del paciente o inmediatamente después de su uso si se ha mojado o ensuciado.

El cabestrillo lleva una etiqueta indicadora de no lavar. La eslinga horizontal desechable está fabricada en material de poliéster.

Capacidad de elevación de hasta 350 kg.

Se suministra en una caja de diez unidades.

La hamaca se puede utilizar con todos elevadores de techo y elevadores móviles de Guldman.

El uso del arnés adecuado es esencial para realizar transferencias eficaces y garantizar la comodidad, la dignidad y la seguridad tanto del usuario como del cuidador.